

Betriebsanleitung



14.10.04 CB/GP/TM

Operating Manual Mode d'emploi



Schlauchpumpe
mit fixer Drehzahl

MS-CA
Stativpumpe
mit 2 oder 4 Kanälen
6 oder 8 Rollen

Deutsch

Tubing pump
with fix speed drive

MS-CA
Stand-mounted pump
with 2 or 4 channels
6 or 8 rollers

English

Pompe péristaltique
à vitesse variable

MS-CA
fixation sur stativ
avec 2 ou 4 canaux
6 ou 8 galets

Français



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorkehrungen	4
Garantiebestimmungen	7
Produkt	8
Packungsinhalt	9
Geräterückwand	10
Netzspannung	10
Sicherungen auswechseln	11
Bedienungspanel	
Inbetriebnahme	12
Schläuche einlegen	14
Pumpen gegen Druck	15
Einlaufzeit der Schläuche	16
Lebensdauer der Schläuche	16

Contents

Safety precautions	4
Warranty terms	7
Product	8
Package contents	9
Rear panel	10
Mains voltage	10
Changing the fuses	11
Operating panel	
Starting the pump	12
Inserting the tubing	14
Pumping against back-pressure	15
Running in period for tubing	16
Tubing live	16

Sommaire

Mesures de précaution	4
Conditions de garantie	7
Produit	8
Emballage	9
Tableau arrière	10
Tension d'alimentation	10
Remplacement des fusibles	11
Tableau de commande	
Mise en marche de la pompe	12
Insertion des tubes	14
Pompage avec contre-refoulement	15
Durée de rodage des tubes	16
Durée de vie des tubes	16

Inhaltsverzeichnis

Fließbraten	17
Zubehör	18
Unterhalt	19
Reperaturen	19
Ersatzteile	19
Technische Daten	20

Contents

Flow rates	17
Accessories	18
Maintenance	19
Repairs	19
Spare-parts	19
Technical specifications	20

Sommaire

Débit	17
Accessoires	18
Entretien	19
Réparation	19
Pièces détachées	19
Spécifications techniques	20



Hinweis

Wir empfehlen, diese Betriebsanleitung genau durchzulesen.

Beim Betrieb einer Pumpe sind gewisse Gefahren nicht auszuschliessen.

ISMATEC SA haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz einer ISMATEC®-Pumpe entstehen.

Der Umgang mit Chemikalien liegt nicht im Verantwortungsbereich der ISMATEC SA.



Please note

We recommend you to read this operating manual carefully.

When operating a pump, certain hazards cannot be excluded.

ISMATEC SA does not take liability for any damage resulting from the use of an ISMATEC® pump.

ISMATEC SA does not admit responsibility for the handling of chemicals.

Sicherheitsvorkehrungen

Die ISMATEC® Schlauchpumpen sind für Förderzwecke in Labor und Industrie vorgesehen. Wir setzen voraus, dass die GLP-Richtlinien «Gute Laborpraxis» sowie die nachstehenden Empfehlungen befolgt werden.

- Der Stromkreis zwischen Netz und Pumpe muss geerdet sein.
- Die Pumpe darf nur innerhalb der vorgegebenen Betriebs- und Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Die Pumpe **darf nicht** eingesetzt werden:
 - für medizinische Anwendungen am Menschen
 - in ex-geschützten Räumen oder in Gegenwart von entflamm-baren Gasen und Dämpfen.

Safety precautions

ISMATEC® tubing pumps are designed for pumping applications in laboratories and industry. As such it is assumed that Good Laboratory Practice (GLP) and our following recommendations will be observed.

- The circuit between mains supply and pump has to be earthed.
- The pump must not be operated outside the destined operating and environmental conditions.
- The pump **must not** be used:
 - for medical applications on human beings
 - in explosion proof chambers or in the presence of flammable gases or fumes

Mesures de précaution

Les pompes péristaltiques ISMATEC® sont prévues pour l'usage en laboratoire et dans l'industrie. Dès lors, nous présumons que les utilisateurs emploient nos appareils selon les règles de l'art (normes GLP) et conformément à nos recommandations:

- Le circuit électrique entre le réseau et la pompe doit avoir été mis à la terre
- La pompe ne doit être mise en opération que dans le cadre des conditions de fonctionnement et d'environnement prescrites.
- La pompe **ne doit pas** être utilisée:
 - pour des applications médicales sur des êtres humains
 - dans des locaux protégés contre les explosions ou en présence de gaz et vapeurs inflammables



Remarque

Nous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi.

Il n'est pas possible d'exclure certains risques en cas d'utilisation d'une pompe.

ISMATEC SA décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation d'une pompe ISMATEC®.

ISMATEC SA décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'emploi de produits chimiques.

Sicherheitsvorkehrungen

- Kassetten- und Schlauchwechsel darf nur bei ausgeschalteter Pumpe ausgeführt werden.
- Je nach Material und Druckbedingungen haben Pumpenschläuche eine gewisse Gasdurchlässigkeit und können sich statisch aufladen. Wir warnen vor möglichen Gefahren, falls Schläuche in geschützte Räume verlegt werden.
- Falls wegen Schlauchbruchs durch auslaufende Medien Schäden verursacht werden können, sind vor Inbetriebnahme die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
- Schlauchpumpen haben rotieren-de Teile (Rotor des Pumpenkopfes). Sie dürfen nur mit komplett eingeklinkten Kassetten betrieben werden.
- Manipulieren Sie nicht am Pumpenkopf, bevor die Pumpe ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.

Safety precautions

- The pump must be switched off when cassettes or tubing are inserted or changed.
- The permeability of pumptubing depends on the material used and pressure conditions. Tubing can also become electrostatically charged. Please be aware of possible hazards when laying tubing in explosionproof chambers.
- Tubing can tear and burst during operation. If this could cause damage, the necessary safety measures based on the specific situation must be taken.
- Tubing pumps consist of revolving parts (rotor of the pumphead). Therefore, the pump must not be operated before the cassettes are fully snapped-in.
- Do not manipulate the pumphead before the pump is switched off and disconnected from the mains.

Mesures de précaution

- La perméabilité des tubes de la pompe dépend des matériaux utilisés et des conditions de pression. Les tubes peuvent également se charger d'électricité statique. Soyez bien conscients des risques inhérents à l'installation de tubes dans des locaux protégés contre les explosions.
- En cours d'exploitation, les tubes peuvent se déchirer ou même éclater. Si cela pouvait causer des dommages, il faut prendre les mesures de sécurité adaptées à la situation spécifique.
- Les pompes à tubes sont constituées de pièces rotatives (rotor de la tête de pompe). La pompe ne doit donc pas être mise en service avant que les cassettes ne soient entièrement introduites.
- Ne manipulez jamais la tête de pompe avant que la pompe n'ait été mise hors service et déconnectée du réseau électrique.

Sicherheitsvorkehrungen

- Achten Sie besonders darauf, dass keine Körperteile wie Finger, Haare, usw. oder Schmuck sowie lose Gegenstände wie Kabel, Schläuche, usw. in den rotierenden Pumpenkopf gelangen.
- Es dürfen nur neue Sicherungen, die den Angaben auf Seite 10 entsprechen, verwendet werden.
- Der Sicherungshalter darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Gehäuse darf während des Betriebes nicht geöffnet bzw. abgenommen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einer sich der potentiellen Gefahren bewussten Fachkraft ausgeführt werden.
- Durch Kunden bzw. Drittpersonen ausgeführte Arbeiten am und im Gerät erfolgen auf eigene Gefahr.

Safety precautions

- Be particularly cautious that no parts of your body such as fingers, long hair, etc. or jewellery, or loose objects such as cables or tubing, etc. can be trapped by the revolving rotor.
- Only new fuses, according to the specifications stated on page 10 in this manual, must be used. The fuse-holder must not be short-circuited.
- Do not open or remove the housing while the pump is operating.
- Repairs may only be carried out by a skilled person who is aware of the hazard involved.
- For service and repairs carried out by the customer or by third-party companies ISMATEC SA denies any responsibility.

Mesures de précaution

- Veuillez tout particulièrement à ce qu'aucune partie de votre corps comme des doigts, des cheveux longs, etc. ou encore des bijoux ou des objets isolés tels que des câbles ou des tubes ne puissent être entraînés par le rotor rotatif.
- N'utilisez que des fusibles neufs correspondant aux spécifications indiquées en page 10 du présent manuel.
- Le porte-fusible ne doit pas être court-circuité.
- N'ouvrez pas et n'enlevez pas le boîtier pendant que la pompe fonctionne.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par une personne connaissant parfaitement les risques liés à de tels travaux.
- ISMATEC SA décline toute responsabilité pour les dommages découlant de travaux d'entretien et de réparation assurés par le client ou par de tierces personnes.

Garantie

2 Jahre ab Lieferdatum

Wir garantieren eine einwandfreie Funktion unserer Geräte, sofern diese sachgemäß und nach den Richtlinien unserer Betriebsanleitung angeschlossen und bedient werden.

Warranty

2 years from date of delivery

We warrant the perfect functioning of our products, provided they have been installed and operated correctly according to our operating instructions.

Garantie

2 ans à partir de la date de livraison

Nous garantissons un fonctionnement impeccable de nos appareils sous conditions d'une mise en service compétente et correspondant à nos normes et notices d'emploi.

Garantiebestimmungen

Sofern nachweislich Herstell- oder Materialfehler vorliegen, werden die fehlerhaften Teile nach unserer Wahl kostenlos in Stand gesetzt oder ersetzt. Die Rücksendung hat in der Original- oder einer gleichwertigen Verpackung zu erfolgen. Für Pumpenköpfe von anderen Herstellern als ISMATEC SA gelten die Garantiebestimmungen des Herstellers. Durch Inanspruchnahme einer Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht beeinflusst. Weitergehende Forderungen sind ausgeschlossen. Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Unsere Garantie erlischt, wenn

- das Gerät unsachgemäß bedient oder zweckentfremdet wird,
- am Gerät Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden,
- ein für das Gerät unangemessener Standort gewählt wird,
- das Gerät umwelt- und elektrospezifisch unter Bedingungen eingesetzt wird, für die es nicht vorgesehen ist,
- Soft-, Hardware, Zubehör oder Verbrauchsmaterial eingesetzt wird, welches nicht unseren Angaben entsprechen,
- wegen Schlauchbruchs durch auslaufende Medien Verunreinigungen entstehen, die zu Schäden führen.

Warranty Terms

If production or material faults can be proved, the defective parts will be repaired or replaced free of charge at our discretion. A defective pump must be returned in the original ISMATEC® packing or in a packet of equal quality. For pump-heads from manufacturers other than ISMATEC SA the warranty terms of the specific manufacturer are valid. The duration of the warranty is not affected by making a claim for warranty service. Further claims are excluded. Shipping costs are charged to the customer.

Our warranty becomes invalid in case of

- improper operation by the user, or if the pump is diverted from its proper use,
- unauthorized modification or misuse by the user or by a third party,
- improper site preparation and maintenance,
- operation outside environmental and electrical specifications for the product,
- use of third-party software, hardware, interfacing or consumables purchased by the user and which do not comply with our specifications,
- damages caused by contamination or leaks due to torn or bursted tubing

Garantie

Si un défaut de fabrication ou de matériau peut être prouvé, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées gratuitement. Le renvoi doit être effectué dans l'emballage d'origine ou similaire. Pour les têtes de pompe d'autres fabricants qu'ISMATEC SA, ce sont les dispositions de garanties du fabricant qui s'appliquent. La durée de la garantie n'est pas touchée par le fait que le client demande une prestation de garantie. Toute autre prétention est exclue. Les frais d'expédition sont facturés au client.

Notre garantie n'est plus valable dans les cas suivants:

- manipulation inadéquate par l'utilisateur ou utilisation de la pompe à des fins auxquelles elle n'est pas destinée,
- modifications ou emploi non autorisés par l'utilisateur ou un tiers,
- préparation et entretien inadéquats de l'emplacement de la pompe,
- utilisation de la pompe en dehors de l'environnement et des spécifications électriques définies pour le produit,
- utilisation de matériel, de logiciels, d'interfaces ou de produits de consommation tiers achetés par l'utilisateur et qui ne satisfont pas à nos spécifications,
- dommages causés par encrassement ou par des fuites en raison de tubes déchirés ou éclatés



Produkt

Die Schlauchpumpe ist mit 2 oder 4 Schlauchkanälen und 6 oder 8 Pumpenrollen erhältlich.

Product

The tubing pump is with 2 or 4 tube channels and 6 or 8 pump rollers available.

Produit

La pompe péristaltique comporte 2 ou 4 canaux et 6 ou 8 galets.

Modell Model Modèle	Bestell-No. Order No. No de comm.	Fließraten* Flow rates Débits ml/min	Kanäle Channels Canaux max.	Rollen Rollers Galets	Drehzahl Speed Vitesse min ⁻¹ / rpm
MS-CA 2/620	ISM 844	0.028 – 8.5	2	6	20
MS-CA 2/660	ISM 846	0.083 – 26.0	2	6	60
MS-CA 2/820	ISM 847	0.021 – 7.1	2	8	20
MS-CA 2/860	ISM 849	0.064 – 21.0	2	8	60
MS-CA 4/620	ISM 850	0.028 – 8.5	4	6	20
MS-CA 4/640	ISM 851	0.055 – 17.0	4	6	40
MS-CA 4/820	ISM 852	0.021 – 7.1	4	8	20
MS-CA 4/840	ISM 853	0.043 – 14.0	4	8	40

* 26 verschiedene Schlauchdurchmesser ergeben 26 Fließraten!



Produkt

Packungsinhalt

- Pumpe MS-CA (wie bestellt)
inkl. Click'n'go-Kassetten
- Netzkabel
- Betriebsanleitung

Überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Transportschäden. Finden sich Anzeichen von Beschädigungen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre ISMATEC®-Vertretung.

Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware angenommen werden.

Product

Package contents

- MS-CA pump (as ordered)
including Click'n'go Cassettes
- Power cord
- Operating instruction

Please check the package and its contents for transport damage. If you find any signs of damage, please contact your local ISMATEC® representative immediately.

Complaints can only be accepted within 8 days from receipt of the goods.



Produit

Emballage

- Pompe MS-CA (comme commandé)
avec cassettes Click'n'go
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Veuillez contrôler l'emballage et son contenu et contacter immédiatement votre représentant ISMATEC® si vous deviez constater des dommages dus au transport.

Les réclamations éventuelles ne seront acceptées qu'au cours des 8 jours suivant la livraison.



Geräterückwand

- 1 Netzbuchse
- 2 Sicherungshalter

⚡ Netzspannung

Netz-anschluss	Sicherung
220-240 V _{AC}	2 x 100 mA T
110-120 V _{AC}	2 x 200 mA T

⚠ Steckdose/Netzkabel

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Originalkabel. Die Steckdose muss geerdet sein. (Schutzleiterkontakt)

⚠ Vor der Inbetriebnahme

Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild der Netzspannung Ihres Landes entspricht.

Rear panel

- 1 Mains socket
- 2 Fuse-holder

⚡ Mains voltage

Mains voltage	Fuse rating
220-240 V _{AC}	2 x 100 mA ^{*)}
110-120 V _{AC}	2 x 200 mA ^{*)}

^{*)} slow-blow type

⚠ Socket/Power cord

Use exclusively the originally supplied power cord. The socket must be earthed (protective conductor contact).

⚠ Before starting-up

Check if the voltage setting rating on the type plate complies with your local mains voltage.

Panneau arrière

- 1 Prise d'alimentation
- 2 Porte-fusibles

⚡ Tension d'alimentation

Tension d'alimentation	Fusibles de sécurité
220-240 V _{AC}	2 x 100 mA ^{*)}
110-120 V _{AC}	2 x 200 mA ^{*)}


^{*)} à action retardée

⚠ Prise/câble d'alimentation

N'employer que le câble d'alimentation d'origine. La prise doit être raccordée à la terre (contact conducteur de protection).

⚠ Avant la mise en service

Contrôlez si la tension sur la plaque d'identification correspond à la tension de votre réseau local.



230 V: 2x100 mA T
115 V: 2x200 mA T

1 Sicherungshalter
Fuse-holder
Porte-fusibles

2 Position der 2 Sicherungen
Location of the 2 fuses
Position des 2 fusibles

Sicherungen auswechseln

→ Pumpe ausschalten,
Netzstecker ziehen.

1 Sicherungshalter mit einem kleinen
Schraubenzieher (Gr. 0) öffnen und
herausziehen.

2 Neue Sicherungen (2 Stk.)
einsetzen
230 V_{AC}: 2 x 100 mA T
115 V_{AC}: 2 x 200 mA T

⚠ Immer 2 Sicherungen (träge)
vom selben Typ entsprechend der
ortsüblichen Netzspannung
einsetzen.

3 Sicherungshalter einschieben.

⚠ Vor Inbetriebnahme

Prüfen Sie, ob der Spannungswert mit
Ihrer lokalen Netzspannung
übereinstimmt.

Changing the fuses

→ Switch the pump off,
pull out the mains plug.

1 Pull out the fuse-holder by opening
it with a small screw-driver (size 0).

2 Insert 2 new fuses
230 V_{AC}: 2 x 100 mA (slow-blow)
115 V_{AC}: 2 x 200 mA (slow-blow)

⚠ Use always 2 slow-blow fuses
of the same type complying with
the local mains voltage.

3 Shut the fuse-holder.

⚠ Before starting-up

Check if the voltage setting of the
fuses complies with your local mains
voltage.

Remplacement des fusibles

→ Eteindre la pompe. Déconnecter le
câble d'alimentation.

1 Extraire le porte-fusible en ouvrant
la pince supérieure et inférieure par
exemple avec un tournevis de taille


2 Insérer deux nouveaux fusibles
230 V_{AC}: 2 x 100 mA (retard)
115 V_{AC}: 2 x 200 mA (retard)

⚠ N'employer toujours que deux
fusibles (retard) correspondants à
la tension du circuit local.

3 Fermer le porte-fusibles.

⚠ Avant la mise en service

Contrôlez si la tension des fusibles
correspond à la tension de votre
réseau local.



⚠ Hinweis

Bei Applikationen mit hohem Differenzdruck (>1 bar) empfehlen wir, Kassetten mit Anpresshebel einzusetzen.

For applications with a high differential pressure (>1 bar), we recommend the use of cassettes with pressure lever.

Pour des applications avec de fortes pressions différentielles (>1 bar), il est conseillé d'utiliser les cassettes avec levier de pression.

Bedienungspanel

- 1 Netzbuchse
- 2 Sicherungshalter
- 3 Schalter für Start/Stop und Fließrichtung
Position A = Uhrzeigerrichtung
Position B = Stop
Position C = Gegen-Uhrzeigerrichtung

Inbetriebnahme

- 1 Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild vergleichen (Geräterückseite). Allenfalls anpassen, wie auf Seite 10–11 beschrieben.
- 2 Pumpenschlauch am System anschließen.
- 3 Pumpe am Netz anschließen.

Operating panel

- 1 Mains socket
- 2 Fuse holder
- 3 Switch for Run/Stop and flow direction
Position A = clockwise direction
Position B = stop
Position C = counter-clockwise direction

Starting the pump


- 1 Check the voltage rating on the type plate (on rear panel). If necessary, change the rating as indicated on page 10–11.
- 2 Connect the pump tubing to the system.
- 3 Connect the pump to the mains.

Tableau de commande

- 1 Prise d'alimentation
- 2 Porte-fusibles
- 3 Interrupteur principal pour Marche/Arrêt et sens d'écoulement
Position A = sens horaire
Position B = stop
Position C = sens anti-horaire

Mise en service

- 1 Contrôler la tension indiquée sur la plaquette d'identification (derrière l'appareil). Si nécessaire, modifier la tension (voir page 10-11)
- 2 Connecter le tube de la pompe au système.
- 3 Raccorder la pompe au réseau et la mettre en service.



⚠ Hinweis

Bei Applikationen mit hohem Differenzdruck (>1 bar) empfehlen wir, Kassetten mit Anpresshebel einzusetzen.

For applications with a high differential pressure (>1 bar), we recommend the use of cassettes with pressure lever.

Pour des applications avec de fortes pressions différentielles (>1 bar), il est conseillé d'utiliser les cassettes avec levier de pression.

Inbetriebnahme

4. Je nach vorgesehener Fließrichtung drücken Sie auf die obere oder untere Hälfte des Start/Stop-Schalters. Sofern die Pumpe richtig mit dem Netz verbunden ist, beginnt der Pumpenkopf nun in der vorgegebenen Richtung zu drehen.

5. Um die Pumpe wieder anzuhalten, drücken Sie erneut den Schalter, und zwar so, daß er sich wieder in der neutralen Mittelstellung befindet (B).

⚠ Beim Einsatz von neuen Schläuchen kann es vorkommen, dass je nach verwendetem Schlauch (Härte und Durchmesser) die Pumpe anfänglich nicht fördert. Trifft dies zu, so empfehlen wir, die Schläuche zu benetzen und die Pumpe zuerst mit eingesetztem Schlauch ca. 15 – 30 Minuten laufen zu lassen.

Starting the pump

4. Depending on the required flow direction, press the upper or lower part of the Run/Stop switch. If the pump is correctly connected to the power supply, the pump-head now starts to rotate in the required direction.

5. For stopping the pump, put the rocker switch back to its neutral middle position "B".


⚠ When using new tubing for the first time, it may occur that, depending on the tubing used (hardness and diameter), the pump cannot be primed and, hence, does not deliver the liquid. If that is the case we recommend you to wet the tubing and to run the pump with the tubing inserted for about 15 to 30 minutes.

Mise en service

4. Selon la direction du débit prévu, presser la moitié supérieure ou inférieure de l'interrupteur à bascule « 3 » (voir Dessin). Si la pompe est connectée correctement au réseau, la tête de pompe commencera à tourner dans la direction voulue.

5. Pour arrêter la pompe, presser à nouveau l'interrupteur « 3 » sur la position neutre, c'est-à-dire sur le milieu de l'interrupteur à bascule « B ».

⚠ Lors de la première utilisation de nouveaux tubes, il se peut, suivant le tube utilisé (dureté et diamètre), que l'amorçage du tube ne se fasse pas correctement et que de ce fait aucun liquide ne soit délivré. Si tel est le cas, nous conseillons de remplir les tubes et de faire fonctionner la pompe avec tube inséré pendant 15 à 30 minutes.



Schläuche einlegen

- 1 ➔ Pumpe ausschalten
- 2 Fixierlasche leicht eindrücken, Kassette gleichzeitig nach oben stoßen und herausnehmen
- 3 Pumpenschlauch (3 Color Code Stopper) mit einem Reiter in Kassette einsetzen
- 4 Schlauch hängen lassen (darf nicht verdreht sein)
- 5 Schlauch mit zweitem Reiter am anderen Ende der Kassette einsetzen
- 6 Kassette auf Rollenkopf zurücksetzen und einklinken
- 7 ➔ Pumpe einschalten

➔ Bei längerem Stillstand
Kassetten an der Fixierlasche (2)
ausklinken.

Ersatz-Kassetten MS/CA Click'n'go
Bestell-Nr. IS 3510

Inserting the tubing

- 1 ➔ Switch the pump off
- 2 Remove the cassette by slightly pressing the fixing-tongue and lifting it simultaneously
- 3 Insert the 3-stop color-coded tubing with one collar into the cassette
- 4 Let the tubing hang down (prevent it from being twisted)
- 5 Insert the tubing with the second collar at the other end of the cassette
- 6 Reinsert the cassette into the roller-head
- 7 ➔ Switch the pump on

➔ When the pump is idle,
release all cassettes at the fixing-
tongue (2).

Spare-cassettes MS/CA Click'n'go
Order-No. IS 3510

Insertion des tubes

- 1 ➔ Mettre la pompe hors service
- 2 Extraire la cassette en pressant légèrement la languette de fixation et en la soulevant simultanément.
- 3 Insérer le tube à 3 manifolds avec un manifold dans la cassette.
- 4 Laisser pendre le tube au-dessous (il ne doit pas être tordu)
- 5 Insérer le tube avec le deuxième cavalier à l'autre bout de la cassette.
- 6 Remettre la cassette sur la tête à galets et l'y fixer
- 7 ➔ Remettre la pompe en service

➔ Lorsque la pompe n'est pas
utilisée pendant un certain temps,
libérer les cassettes de la languette
de fixation (2).

Cassettes suppl. MS/CA Click'n'go
No de commande IS 3510



Pumpen gegen Druck

Die MS-CA Pumpe kann im Dauerbetrieb bis max. 1.0 bar Differenzdruck eingesetzt werden (kleine Schlauchgrößen und/oder Kassetten mit Anpresshebel erlauben höhere Drücke).

Wenn die Pumpe ruht

Wir empfehlen, bei Betriebsunterbrüchen die Schläuche zu entspannen. Es genügt, wenn die Kassette rechts ausgeklinkt wird. Sie schonen damit die Schläuche und verlängern ihre Lebensdauer.

Rückflussgefahr

Wird der Schlauch nicht mehr gequetscht, kann das Medium zurückfließen (Syphon-Effekt).

Pumping against pressure

The MS-CA pump can be used for continuous duty at a differential pressure of max. 1.0 bar (smaller tube sizes and/or lever type cassettes allow higher pressures)

When the pump is idle

When the pump is idle, we recommend you to release the tubing from pressure. Releasing the cassette on the right side is sufficient. This helps to protect the tubing from unnecessary strain and prolongs its service-life.

Syphoning effect

When the tubing is released from squeezing, the fluid can flow back to the reservoir.

Pompage contre pression

En exploitation continue, la pompe MS-CA peut être employée jusqu'à 1.0 bar de pression différentielle au maximum. Avec de petits diamètres de tube et/ou des cassettes avec levier de pression, il est possible de pomper contre des pressions plus fortes.

Durant les temps d'arrêt

En cas d'interruption de l'exploitation, nous recommandons de détendre les tubes, respectivement de les sortir de la tête de pompe. Il suffit de relâcher la cassette sur le côté droit. Vous ménagez ainsi les tubes et en prolongez la durée de vie.

Danger de reflux.

Si le tube n'est plus pincé, le liquide refoulé peut refluer.

⚠ Hinweis

Wir verweisen auf unsere ausführliche Schlauchdokumentation.

⚠ Please note

Please refer to our detailed tubing documentation.

⚠ Remarque

Veuillez vous référer à notre documentation détaillée sur les tubes.



Einlaufzeit der Schläuche

Jeder neue Schlauch braucht eine Einlaufzeit. Für konstante und reproduzierbare Fließraten ist es unbedingt nötig, neue Schläuche vor ihrem Einsatz mind. 1–3 Stunden mit Wasser oder dem zu fördernden Medium einlaufen zu lassen.

Lebensdauer der Schläuche

Die Lebensdauer hängt stark von den jeweiligen Anwendungsbedingungen in Kombination mit dem verwendeten Schlauchmaterial ab.

Beispiel: Chemikalien, Drehzahl, Differenzdruck, Temperatur, Viskosität, Schlauchanpressdruck, etc. Unverbindliche Richtwerte über die Lebensdauer finden Sie in unserem ISMATEC®-Katalog.

Zur Verbesserung der Gleitfähigkeit und Förderung der Lebensdauer empfehlen wir, die Schläuche und Pumpenrollen von Zeit zu Zeit mit Silikonölspray (Best.Nr. SC0179) einzusprühen.

Running-in period for tubing

Every new tube requires a running-in period. If constant and reproducible flow rates are required, we recommend you to run new tubing in with water or the medium to be pumped for at least 1 to 3 hours before you start the application.

Tubing life

The service-life of the tubing depends on the application and the tubing material used.

Example: chemicals, rotation speed, differential pressure, temperature, viscosity, pressure on tubing, etc.

General information on the service-life is stated in our ISMATEC® catalog (without obligation!).

In order to improve the lubrication and service-life of the tubing, we recommend users to spray both the tubing and the pump rollers with our silicone oil spray (Order No. SC0179).

Durée de rodage des tubes

Chaque nouveau tube a besoin d'un temps de rodage. Pour obtenir des débits constants et reproductibles, il est absolument nécessaire de roder de nouveaux tubes avant leur utilisation pendant 1 à 3 heures au minimum avec de l'eau ou avec le liquide à refouler.

Durée de vie des tubes

La durée de vie dépend fortement des conditions d'application en combinaison avec le matériau du tube employé. Exemple: produits chimiques, nombre de tours, pression différentielle, température, viscosité, pression du tube, etc.

Vous trouverez des valeurs de référence indiquées sans engagement de notre part dans notre catalogue ISMATEC®.

Pour améliorer le débit et accroître la durée de vie des tubes, nous recommandons de vaporiser les tubes et les galets de pompe de temps à autre avec de l'huile de silicone en spray (No de commande SC0179)

⚠ Fließraten

Bei den Angaben in der nachfolgenden Tabelle handelt es sich nur um Richtwerte, die wie folgt ermittelt wurden:

ml/min, pro Kanal, mit Wasser und Tygon® ST Schlauch, ohne Differenzdruck

Für die Auswahl des Schlauchmaterials sind wir gerne behilflich. Die Verantwortung für die richtige Wahl liegt jedoch beim Benutzer.

Reproduzierbare Werte erhalten Sie mit den Pumpenschläuchen von ISMATEC®

⚠ Flow rates

In the table listed subsequently the values indicated are only approximate and determined as follows:

ml/min, per channel, with water and Tygon® ST tubing, without differential pressure

We will be pleased to help the user to select the tubing material. However, the user himself has the final responsibility for the selection of the correct tubing material.

For reproducible results we recommend you to use tubing from ISMATEC®

⚠ Débits

Les indications dans le tableau ci-joints ne sont que des valeurs indicatives déterminées de la manière suivante:

ml/min par canal avec de l'eau et des tubes Tygon® ST, sans pression différentielle.

Le choix correct du tube adéquat relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Pour des valeurs reproductibles nous vous recommandons l'utilisation des tubes ISMATEC®

Modell Model Modèle	MS-CA /620 2 / 4 6	MS-CA 4/640 4 6	MS-CA 2/660 2 6	MS-CA /820 2 / 4 8	MS-CA 4/840 4 8	MS-CA 2/860 2 8
Kanal Channels Canaux Rollen Rollers Gallets						
Drehzahl/Speed/Vitesse min ⁻¹ /rpm	20	40	60	20	40	60
Tygon ST R-3603/R-3607 Best. Nr. / Order No No comm	Schlauch iØ Tubing I.D. Tubes Ø int. (mm)	ml/min pro Kanal per channel per canaux	ml/min pro Kanal per channel per canaux	ml/min pro Kanal per channel per canaux	ml/min pro Kanal per channel per canaux	ml/min pro Kanal per channel per canaux
SC0189	0.13	0.028	0.055	0.083	0.021	0.043
SC0050	0.25	0.10	0.19	0.29	0.08	0.16
SC0053	0.51	0.38	0.77	1.2	0.34	0.67
SC0056	0.76	0.84	1.7	2.5	0.73	1.5
SC0059	1.02	1.5	2.9	4.4	1.3	2.5
SC0062	1.22	2.0	4.1	6.1	1.8	3.5
SC0065	1.52	3.0	6.0	9.1	2.6	5.1
SC0068	1.85	4.2	8.4	13	3.5	7.0
SC0071	2.54	6.6	13	20	5.5	11
SC0224	3.17	8.5 ¹⁾	17 ¹⁾	26 ¹⁾	7.1 ¹⁾	14 ¹⁾

1) Kann nur als 1-Kanalpumpe eingesetzt werden

1) Can only be used as single-channel pump

1) Usage seulement comme pompe à 1 canal



MS/CA Click'n'go Kasette
MS/CA Click'n'go cassette



Zubehör

Ersatz-Kassetten aus POM

MS/CA Click'n'go

Bestell-Nr. IS 3510

MS/CA Anpresshebel*

Bestell-Nr. IS 0649

Ersatz-Kassetten aus PVDF

MS/CA Anpresshebel*

Bestell-Nr. IS 3629

* Die Kassetten mit Anpresshebel sind als Option lieferbar. Je nach Anwendung können sie bei höherem Differenzdruck geeigneter sein.

Inhalt Schlauchübersicht:

- Material- und Schlaucheigenschaften
- Beständigkeits-Tabelle
- Bestellinformationen

Accessories

Spare-cassettes in POM

MS/CA Click'n'go

Order No. IS 3510

MS/CA pressure lever*

Order No. IS 0649

Spare-cassettes in PVDF

MS/CA pressure lever*

Order No. IS 3629

* The cassettes with pressure lever are available on request. Depending on the application, this type of cassette may provide better results at elevated differential pressure conditions.

Contents of tubing selection guide:

- Material and tubing properties
- Chemical resistance chart
- Ordering information

Accessoires

Cassettes de rechange en POM

MS/CA Click'n'go

No de commande IS 3510

MS/CA levier de pression*

No de commande IS 0649

Cassettes de rechange en PVDF

MS/CA levier de pression*

No de commande IS 3629

* Les cassettes avec levier de pression sont disponibles sur demande. Selon l'application, ce type de cassette peut produire de meilleurs résultats sous des conditions de pression différentielle supérieure.

Contenu du guide pour le choix des tubes:

- matériaux et caractéristiques des tubes
- tableau indiquant la résistance chimique
- informations de commande

Unterhalt

Sofern die MS-CA bestimmungsgemäß und mit der nötigen Sorgfalt eingesetzt wird, unterliegt lediglich das Schlauchmaterial einem gewissen Verschleiß.

Reparaturen

Für Reparaturen senden Sie die defekte MS-CA an Ihre ISMATEC®-Vertretung.

Bitte geben Sie Defekt, Kaufdatum, Serien-Nr. und Typ an.

Ersatzteile

Für Reparaturen, die Sie selbständig ausführen wollen (außerhalb der Garantiezeit) erhalten Sie von Ihrer ISMATEC®-Vertretung:

- Stücklisten
- Ersatzteile Pumpenantrieb
- Verdrahtungspläne

Bitte geben Sie Defekt, Kaufdatum, Serien-Nr. und Typ an.

Maintenance

Provided the tubing pump MS-CA is operated properly and in compliance with this manual, the tubing is the only part that is subject to wear and tear.

Repairs

For repairs please send the defective MS-CA to your ISMATEC® representative.

Please give information on defect, date of purchase, serial-no., and model.

Replacement parts

For repairs you intend to carry out by yourself (out of the warranty period), you can ask your ISMATEC® distributor for:

- parts lists
- replacement parts for pump drive
- wiring diagrams

Please give information on defect, date of purchase, serial-no., and model.

Entretien

Pour autant que la pompe MS-CA soit utilisé avec tout le soin nécessaire et conformément aux instructions d'utilisation, seuls les tubes feront l'objet d'une certaine usure.

Réparation

Pour tout travail de réparation, envoyer la pompe complète à votre revendeur ISMATEC®. Veuillez fournir des informations concernant la panne, la date de l'achat, le numéro de série et le modèle.

Pièces détachées

Pour les travaux de réparation que vous désirez effectuer vous-même (en dehors de la période de garantie), vous pouvez demander à votre revendeur ISMATEC®:

- des pièces détachées
- des listes de pièces
- des schémas de connexion

Veuillez fournir des informations concernant la panne, la date de l'achat, le numéro de série et le modèle.

Technische Daten

Antrieb

Motortyp Synchronmotor
 fixe Drehzahl

Drehzahlbereiche:

2- und 4-Kanal 20 min⁻¹
nur 4-Kanal 40 min⁻¹
nur 2-Kanal 60 min⁻¹

Differenzdruck

max. 1.0 bar
(möglicher Differenzdruck mit
geeignetem Schlauchmaterial; kleine
Schlauch-Ø und/oder Kassetten mit
Anpresshebel erlauben auch höhere
Drücke).

Extern ansteuerbar

nein

Netzanschluss/Absicherung

230 V_{AC}/50 Hz 2 x 100 mA T
115 V_{AC}/60 Hz 2 x 200 mA T

Leistungsaufnahme

8 Watt

Schutzgrad

IP 30

Technical Specifications

Drive

Motor type Synchronous motor
 Fixed speed

Speed ranges:

2- and 4 channels 20 rpm
only 4-channels 40 rpm
only 2-channels 60 rpm

Differential pressure

max. 1.0 bar (14.5 psi)
Depending on tubing material.
Tubing with small i.d.'s and/or
pressure lever cassettes may enable
higher pressures.

Remote control

no

Mains connection/Fuse rating

230 V_{AC}/50 Hz 2 x 100 mA (slow-blow)
115 V_{AC}/60 Hz 2 x 200 mA (slow-blow)

Power consumption

8 W

Protection rating

IP 30

Spécifications techniques

Moteur

Type de moteur Moteur synchrone
 Moteur fixe

Vitesses:

2 et 4 canaux 20 t/min
seulement 4-canaux 40 t/min
seulement 2-canaux 60 t/min

Pression différentielle

max. 1.0 bar (pression différentielle
avec matériel de tubes approprié; les
tubes avec de petits diamètres et/ou
les cassettes avec levier d'ajustage
permettent des pressions
supérieures).

Télécommande

non

Connexion au réseau/type de fusibles

230 V_{AC}/50 Hz 2 x 100 mA (retard)
115 V_{AC}/60 Hz 2 x 200 mA (retard)

Consommation de courant

8 W

Classe de protection

IP 30

Hinweis

Beachten Sie ebenfalls unsere Garantie- und allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bitte setzen Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten mit Ihrer lokalen ISMATEC®-Vertretung in Verbindung.

Please note

We also recommend you to observe our Warranty Terms as well as our Terms and Conditions of Sale.

In case of any queries, please contact your local ISMATEC® representative.

Remarque

Veuillez lire également nos conditions de garantie, nos conditions générales de vente ainsi que nos conditions de livraison.

Pour toute demande, veuillez prendre contact avec votre représentant ISMATEC®.

Technische Daten

Betriebsbedingungen

Temperatur +5 bis +40°C
Rel. Feuchtigkeit max. 80%
– nicht kondensierend, normale Laborbedingungen

Masse

	(TxBxH)
2 Kanal	125x88x135 mm
4 Kanal	145x88x135 mm

	Gewicht
2 Kanal	1.2 kg
4 Kanal	1.3 kg

CE-Konformität geprüft nach:

Dieses Gerät entspricht den Normen: EN 61326, EN 61010-1

Technical Specifications

Operating conditions

Temperature +5 to +40°C,
Rel. humidity max. 80%
– not condensing, at normal environmental conditions

Dimensions/Weight

	(DxWxH)
2 channels	125x88x135 mm (4.9x3.5x5.3 inch)
4 channels	145x88x135 mm (5.7x3.5x5.3 inch)

	Weight
2 channels	1.2 kg (2.65 lb)
4 channels	1.3 kg (2.87 lb)

CE-compatibility

according to:
EN 61326-1, EN 61010-1

Spécifications techniques

Conditions d'utilisation

Température de +5 à +40°C
Humidité relative au max. 80 %
– sans condensation, sous des conditions de laboratoire normales

Dimensions/Poids

	PxLxH
2 canaux	125x88x135 mm
4 canaux	145x88x135 mm

	Poids
2 canaux	1.2 kg
4 canaux	1.3 kg

Compatibilité CE

conformément à:
EN 61326-1, EN 61010-1

ISMATEC SA

Labortechnik - Analytik
A Unit of IDEX Corporation

Feldeggstrasse 6
CH-8152 Glattbrugg-Zürich
Switzerland

Phone +41 (0)44 874 94 94
Fax +41 (0)44 810 52 92
sales.ismatec@idexcorp.com
www.ismatec.com

ISMATEC

Laboratoriumstechnik GmbH
A Unit of IDEX Corporation

Futtererstraße 16
D-97877 Wertheim-Mondfeld
Germany

Phone +49 (0)9377 9203-0
Fax +49 (0)9377 1388
office.ismatec@idexcorp.com

ISMATEC® Vertretung / Representative / Représentation

Verlangen Sie den
neuen ISMATEC-
Katalog.

Ask for the latest
ISMATEC-catalogue.

Demandez le catalogue
ISMATEC actuel.



ISMATEC® - Ihr kompetenter Partner für anspruchsvolle Pump- und Dosieraufgaben.

ISMATEC® - Your competent partner for demanding metering and dispensing applications.

ISMATEC® - Votre partenaire compétent pour toutes les applications de refoulement et de dosage exigeantes.